

Herramientas Secuencias Únicas

Permite eliminar las secuencias repetidas de uno o varios archivos .fasta de entrada.



- ① Seleccionar la carpeta de entrada. Debe contener únicamente los archivos .fasta que se quieren cribar.
- ② Introducir la frecuencia de cribado en números con un decimal (ej: 0.0 para que aparezcan todas las secuencias únicas).
- ③ Seleccionar la carpeta de salida sin introducir el nombre del archivo. Se nombrará automáticamente como "Únicas_Nombre del archivo de entrada.fasta".
- ④ Pulsar Calcular.

Se generará un solo archivo .fasta con las secuencias cribadas.

Más información sobre esta función en el Manual de Usuario, apartado:

VI. HERRAMIENTAS VI.1 EDICIÓN DE ARCHIVOS VI.1.B) SECUENCIAS ÚNICAS