

Translation

Manual de Usuario

Sección VI.3: Translation (p187 - p191)

Consulta el manual completo [aquí](#).

Archivo de Ejemplo

Nombre del archivo: TRANSLATED RT HIV-1.fasta


Selección de Parámetros

- Translate/Delete Gaps:

- *Translate*

- Frame:

- *Frame 1*



The screenshot shows the EpiMolBio v.0.1 web application interface. The left sidebar contains navigation links: EpiMolBio, HOME, VIRUS, VARIABILITY, HOMOLOGU, TRACKER, ALIGNMENTS, TOOLS, and language flags (Spanish and English). The main content area is titled "TRANSLATION" and features a green header bar with a DNA helix icon. The interface includes an "Input" section with a text input field and a "< Back" button. Below this, there are checkboxes for "Translate" (checked) and "Delete Gaps" (unchecked), and a "Frame" dropdown menu set to "Frame 1". An "Output" section with a text input field is located below the checkboxes. At the bottom, there are two buttons: "Calculate" and "Cancel", along with information and help icons.